



Ortho Technology, Inc. 4614 Pet Ln. Suite D-101, USA
Эксклюзивный дилер в России – ООО «Ортосмайл»
119071 Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 1
тел.: (495) 966-03-04
E-mail: orthosmile@pumpagroup.ru
www.pumpagroup.ru

L.C.R.™ / ЭлСиА

Материал для фиксации лингвальных ретейнеров,
светоотверждаемый

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ЭлСиА представляет собой жидкотекучий светоотверждаемый ортодонтический клей, предназначенный для использования в ортодонтии и стоматологии для детей и взрослых для фиксации лингвальных ретейнеров, наращивания областей окклюзии и удержания термопластичных элайнеров.

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ:

Продукт является светоотверждаемой пастой на основе смолы с высоким содержанием наполнителя: отличный выбор в случаях, когда требуется продолжительный срок службы установленных конструкций.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Фиксирование лингвального проволочного ретейнера без площадок:

1. Установите ретейнер на гипсовую модель и преформируйте ее по форме каждого зуба в соответствии с его анатомическим строением для обеспечения плотной посадки. Отпескоструйте ретейнер в точках которые будут покрываться клеем.
2. С помощью алмазного бора мелкой зернистости или (предпочтительно) пескоструйным аппаратом создайте небольшую шероховатость поверхностям зубов, на которые будет проводиться фиксация. Протравить эмаль кислотой в течение 30 секунд. Тщательно промыть и высушить поверхность.
3. Нанести тонкий слой праймера Лайт-Бонд на каждый протравленный зуб.
4. Нанести пасту ЭлСиА на дугу не менее чем на четырех зубах. При необходимости разровнять пасту и придать ей форму. Установите дугу и зафиксируйте ее с помощью флоссовой нити или эластичных колец. Выполнить светоотверждение пасты на каждом зубе, начиная с лингвальной зоны, в течение 30 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание прилипания ЭлСиА к инструменту смочить инструмент праймером Лайт-бонд.

Фиксирование лингвального проволочного ретейнера без площадок:

1. Установите ретейнер на гипсовую модель и припасуйте каждую площадку в соответствии с анатомическим строением каждого зуба для обеспечения плотной посадки. Отпескоструйте фиксирующие площадки.
2. Выполнить действие 2 выше.
3. Нанести тонкий слой праймера Лайт-Бонд на каждый протравленный зуб. Кончиком шприца или шпателем нанести пасту ЭлСиА и втереть ее в сетку на каждой площадке. Установите лингвальный ретейнер и обработайте светом каждую площадку со стороны края резца и десны в течение 30 секунд..

Термопластинчатые элайнеры:

Выполнить профилактическую обработку, травление, промывку и сушку эмали. Нанести на подготовленную эмаль праймер Лайт-Бонд. Нанести пасту ЭлСиА на матрицу элайнера, закрепить и выполнить светоотверждение в течение 20 секунд.

Наращивание на окклюзионных поверхностях:

После надлежащей подготовки окклюзионной поверхности зуба (профилактика, травление, полоскание, сушка) нанести слой ЭлСиА требуемой толщины. Выполнить отверждение светом в течение 30 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не использовать повторно, если шприц загрязнен. Избегать контакта с многократными компонентами и ротовой полостью пациента. Использовать новые, незагрязненные перчатки для каждого нового пациента.

Насадки ЭлСиА являются одноразовыми устройствами. Для каждого пациента следует использовать новую насадку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Неполимеризованные смолы могут вызывать кожную аллергическую реакцию у некоторых пациентов. При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом. Использование ультрафиолетовых, галогенных и светодиодных полимеризационных ламп может вызвать повреждение глаз. Во время применения светоотверждающих устройств пациент, врач и ассистент должны использовать подходящие защитные очки.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ:

Хранить при комнатной температуре (15-30 С) в защищенном от света и тепла месте.

ГАРАНТИЯ:

Компания ООО «Ортосмайл» принимает на себя ответственность за замену продукции в случае доказанных дефектов продукции. Компания ООО «Ортосмайл» не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб в результате использования или невозможности использования продуктов согласно инструкции. Перед использованием пользователь принимает на себя ответственность за определение пригодности продукта для его использования по назначению. В связи с этим пользователь принимает на себя все риски и ответственность в данном отношении.

Исполнение:

арт# LCREP Адгезив ЭлСиА (светоотверждаемый, набор в шприцах 4х5 г, для ретейнеров);

LCR Адгезив ЭлСиА (светоотверждаемый, шприц 5 г, для ретейнеров)

Номер для заказа	Наименование	Состав
LCREP	Адгезив ЭлСиА (набор)	Адгезив ЭлСиА 4 шприца по 5 г, праймер 2 бутылочки по 3 мл, протравка жидкая в бутылочке 23 г, двусторонний шпатель 4 шт., кисточки 50 шт., 75 листков для смешивания.
LCR	Адгезив ЭлСиА	светоотверждаемый, шприц 5 г, для ретейнеров