

## **Band-Lok® / Бэнд-Лок**

### **Светоотверждаемый цемент с фтором**

#### ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Продукт Бэнд-Лок предназначен для использования в качестве ортодонтического цемента и для подготовки к исправлению окклюзии.

#### **ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ:**

Фиксация на эмали, фарфоре, композите и металле при соответствующей обработке поверхности.

#### **ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Цементирование бандажного кольца:

1. Тщательно обработать зубы пемзой или обработать с помощью пескоструйного аппарата. Выполнить промывку, сушку и изолировать зубы, на которые будут установлены кольца.
2. При цементировании бандажных колец кислотное травление эмали не требуется, однако является рекомендуемым в процессе цементирования ортодонтических приспособлений, на которые приходится большая нагрузка.
3. Нанести цемент Бэнд-Лок размером с горошину на внутреннюю часть кольца.  
Для этого:
  - 3.1. Отвинтить и снять защитный черный колпачок с кончика шприца.
  - 3.2. Поместить наконечник в требуемое положение, вращать по часовой стрелке, пока наконечник не зафиксируется в нужном положении.
  - 3.3. По завершении процедуры убрать наконечник и установить на место черный колпачок для защиты Бэнд-Лок от воздействия света.
4. Установить кольцо в нужное положение, удалить излишки материала.  
Расположить наконечник светоотверждающего устройства в непосредственной близости от окклюзионной поверхности зуба. Медленно двигая наконечник по кругу вокруг верхней части кольца, выполнить светоотверждение в течение 30 секунд. На этом этапе цемент полностью затвердевает и позволяет сразу же выполнить установку приспособления.

При исправлении окклюзии:

Обработать, промыть и высушить поверхность.

Протравить окклюзионную поверхность в течение 30 секунд, затем промыть, высушить и изолировать поверхность. Нанести состав Бэнд-Лок в требуемом количестве на окклюзионную поверхность. Выполнить отверждение светом в течение 20 секунд.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Вместо травления ортофосфорной кислотой можно использовать самопротравливающую базу.

#### **ВАЖНО:**

Состав Бэнд-Лок чувствителен к свету. Неполимеризованный продукт следует беречь от воздействия света.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Неполимеризованные смолы могут вызывать кожную аллергическую реакцию у некоторых пациентов.

При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом.

Контакт с другими тканями: немедленно промыть место контакта большим количеством воды; промывку выполнять в течение нескольких минут.

Использование ультрафиолетовых, галогенных и светодиодных полимеризационных ламп может вызвать повреждение глаз. Во время применения светоотверждающих устройств пациент, врач и ассистент должны использовать подходящие защитные очки.

**ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:**

Состав с фтором следует хранить в холодильнике (при температуре 2-8 С). Светочувствительный состав.

Избегать чрезмерного нагрева. Перед использованием дать продукту нагреться до комнатной температуры.

**ГАРАНТИЯ:**

Компания ООО «Ортосмайл» принимает на себя ответственность за замену продукции в случае доказанных дефектов продукции. Компания ООО «Ортосмайл» не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб в результате использования или невозможности использования продуктов согласно инструкции.

Перед использованием пользователь принимает на себя ответственность за определение пригодности продукта для его использования по назначению. В связи с этим пользователь принимает на себя все риски и ответственность в данном отношении.